


Curoros[®]

Disinfecting Port Protectors



Un dispositivo medico per la
disinfezione dei connettori
needle-free

..... Green is Clean



Curosin[®]

Disinfecting Port Protectors

- I cappucci Curosin contengono una speciale spugnetta imbevuta in soluzione di alcool isopropilico al 70% che in 3 minuti disinfetta i connettori needle-free garantendo una protezione fino a 7 giorni*
- I cappucci si avvitano, restano montati, in conformità alle Linee Guida 2011 INS (*Infusion Nursing Standard*) e alle Linee Guida 2011 dei CDC di Atlanta per la prevenzione delle infezioni intravascolari da catetere: *"si raccomanda di lavare il port di accesso con un appropriato disinfettante per minimizzare il rischio di contaminazione"*
- Studi clinici universitari hanno dimostrato che Curosin consente una riduzione delle infezioni del sangue dell'86%, con un conseguente risparmio di 500.000 USD l'anno, in un reparto di 32 posti letto*

Curosin in stringa o singoli

Curosin è disponibile in cappucci singoli o in stringa da 10 unità da appendere; la stringa consente una migliore manualità e una più facile gestione

semplice
efficace
economico



Curosin Port Protectors Singolo

codice	Scatole per conf.	Unità per scatola	Unità totali per conf.
001-270	20	270	5.400

Curosin Port Protectors in Stringa

codice	Scatole per conf.	Unità per scatola	Unità totali per conf.
002-250	20	25 stringhe da 10 unità	5.000

* Michael A.Sweet,
Pharm.D., BCPS
SHEA Annual Scientific
Meeting Poster
Presentation 2011
<http://www.iveramed.com/she-2011-west-virginia-university-health-system>

Distributore esclusivo per l'Italia: Skipper Medical S.r.l. • Via Crescenzo, 69 • 00193 Roma • Tel.: 06-452215163 • www.skippermedical.com

Fabbricante: Ivera Medical Corporation • 3525 Del Mar Heights Road, Suite 430 • San Diego, CA 92130 • www.curosin.com

A certified minority-owned business • Made in USA • Patents: D607,325; 7,780,794; 7,985,302 • U.S. and foreign patents pending • ML-0047_0312